

A photograph of two surgeons in an operating room. The surgeon on the left is wearing a red bouffant cap, glasses, and a white surgical mask. The surgeon on the right is wearing a blue bouffant cap and a white surgical mask. They are both wearing blue surgical gowns and white gloves. They are focused on a surgical procedure, with the surgeon on the right holding a long, thin, yellow tube. The background shows the circular lights of the operating room.

CATALOGO GENERATORI E ACCESSORI
GENERATORS AND ACCESSORIES CATALOGUE

Vesalius

Telea
MEDICAL



GENERATORI VESALIUS – <i>VESALIUS GENERATORS</i>	4
ACCESSORI BIPOLARI – <i>BIPOLAR ACCESSORIES</i>	9
ACCESSORI MONOPOLARI – <i>MONOPOLAR ACCESSORIES</i>	18
SET ELETTRODI – <i>ELECTRODE SETS</i>	25
MANIPOLI MONOUSO – <i>DISPOSABLE HANDLES</i>	26
PIASTRE NEUTRE – <i>NEUTRAL PLATES</i>	27
CARRELLI – <i>TROLLEYS</i>	28
PEDALI – <i>PEDALS</i>	29
ASPIRATORE FUMI - <i>SMOKE EXTRACTOR FAN</i>	30
INDICE ANALITICO DEI CODICI - <i>CODE REFERENCE INDEX</i>	33

LEGENDA / LEGEND



Pezzi per confezione (5 pezzi in questo caso)
Pieces per box (5 pieces in this case)

È inteso 1 pezzo dove non è specificata la quantità
1 piece is intended where the amount is not specified



Questo simbolo e il colore blu è usato per gli accessori pluriuso
This symbol and the blue color is used for reusable accessories

Sono forniti in condizione non sterile
They are supplied in non-sterile condition



Questo simbolo e il colore giallo è usato per gli accessori monouso
This symbol and the yellow color is used for single-use accessories

Sono forniti in condizione sterile (ETO)
They are supplied in sterile condition (ETO)



VESALIUS® MC – VESALIUS® MC

Codice
Code

2501002



DOTAZIONE STANDARD – STANDARD ACCESSORIES

Quantità Quantity	Descrizione Description	Codice Code
1	cavo di alimentazione - power cord	*
1	manuale istruzioni multilingua - multilanguage user's manual Vesalius	2509090
1	manipolo a dito 5m - finger switch handle 5m	2502013
20	piastra isolata per adulto monouso - single-use insulated plate for adults	2503003
1	pedale elettrico doppio antiscivolo 4m - double electric non-skid pedal 4m	2504010
1	pedale elettrico singolo 4m - single electric pedal 4m	2504011
1	adattatore per piastre monouso 4,5m - adapter for disposable plates 4,5m	2505006A
1	connettore bipolare standard 2pin 5m - 2pin American bipolar connector 5m	2506012A
1	set elettrodi standard 6pz - standard electrodes set 6pcs	2601001

* a seconda del paese di destinazione / according to the country of destination

VESALIUS® MCNplus – VESALIUS® MCNplus

Codice
Code

2501023



DOTAZIONE STANDARD – STANDARD ACCESSORIES

Quantità Quantity	Descrizione Description	Codice Code
1	cavo di alimentazione - power cord	*
1	manuale istruzioni multilingua - multilanguage user's manual Vesalius	2509090
1	manipolo a dito 5m - finger switch handle 5m	2502013
20	piastra isolata per adulto monouso - single-use insulated plate for adults	2503003
1	pedale elettrico doppio antiscivolo 4m - double electric non-skid pedal 4m	2504010
1	pedale elettrico singolo 4m - single electric pedal 4m	2504011
1	adattatore per piastre monouso 4,5m - adapter for disposable plates 4,5m	2505006A
1	connettore bipolare 2pin americano 5m - 2pin american bipolar connector 5m	2506012A
1	Set elettrodi monouso per MCNplus STERILE STERILE single-use electrodes set for MCNplus	2601024

* a seconda del paese di destinazione / according to the country of destination

VESALIUS® LXplus – VESALIUS® LXplus

Codice
Code

2501026



DOTAZIONE STANDARD – STANDARD ACCESSORIES

Quantità Quantity	Descrizione Description	Codice Code
1	cavo di alimentazione - power cord	*
1	manuale istruzioni multilingua - multilanguage user's manual Vesalius	2509090
1	manipolo a pedale 3m - foot switch handle 3m	2502001
1	piastra isolata pluriuso 3m - reusable insulated plate 3m	2503001A
1	pedale elettrico singolo 4m - single electric pedal 4m	2504011
1	set elettrodi standard 6pz - standard electrodes set 6pcs	2601001

* a seconda del paese di destinazione / according to the country of destination

VESALIUS® ESSENTIAL SMART – VESALIUS® ESSENTIAL SMART

Codice
Code

2501035



DOTAZIONE STANDARD – STANDARD ACCESSORIES


Quantità Quantity	Descrizione Description	Codice Code
1	cavo di alimentazione - power cord	*
1	manuale istruzioni Essential SMART – Essential SMART user's manual	*
1	pedale elettrico singolo 4m - single electric pedal 4m	2504011

* a seconda del paese di destinazione / according to the country of destination

VESALIUS® N2 – VESALIUS® N2

Codice
Code

2501036



DOTAZIONE STANDARD – STANDARD ACCESSORIES

Quantità Quantity	Descrizione Description	Codice Code
1	cavo di alimentazione - power cord	*
1	manuale istruzioni N2 – N2 user's manual	*
1	pedale elettrico doppio con ball - double electric pedal with ball	2504018

* a seconda del paese di destinazione / according to the country of destination

ACCESSORI BIPOLARI PER CHIRURGIA TRANSFENOIDALE
BIPOLAR ACCESSORIES FOR TRANSPHENOIDAL SURGERY
L=150mm
Ø=3mm

Codice Code	Descrizione	Description
2617001	cannula per impugnatura a baionetta	Shaft for bayonet handle
2617002	cannula per impugnatura ad anello	shaft for ring handle
2617003	dissetto angolato	Dissector, angled
2617005	pinza Grasper finestrata	Fenestrated grasping forceps
2617006	impugnatura a baionetta con cavo SMART L=3m	Bayonet handle with SMART cable L=3m
2617007	impugnatura ad anelli con cavo SMART L=3m	Ring handle with SMART cable L=3m
2617008	dissetto curvo Maryland	Maryland curved dissector
2617010	pinza a cucchiaino curva Ø 2.7mm	Spoon forceps Ø 2.7 mm, curved

IMPUGNATURA AD ANELLI – RING HANDLE**2617007****IMPUGNATURA A BAIONETTA – BAYONET HANDLE****2617006**
ASTA PER IMPUGNATURA AD ANELLI
SHAFT FOR RING HANDLE
**2617002**
ASTA PER IMPUGNATURA A BAIONETTA
SHAFT FOR BAYONET HANDLE
**2617001****INSERTI – INSERTS****2617005****2617010****2617008****2617003**

Silver Slim
evo



PINZE BIPOLARI NON-STICK A BAIONETTA

NON-STICK BAYONET BIPOLAR FORCEPS

L [mm]	T [mm]	l [mm]	Codice Code
165	0,25	70	2606401
165	0,40	70	2606402
165	1,00	70	2606404
180	0,25	85	2606405
180	0,40	85	2606406
180	1,00	85	2606408
200	0,25	105	2606409
200	0,40	105	2606410
200	1,00	105	2606412
220	0,25	125	2606413
220	0,40	125	2606414
220	1,00	125	2606416

- Punta lunghe 4,5mm per una puntuale coagulazione
- Punta non-stick interamente in lega d'argento
- Marcature di profondità
- Ottime per procedure mininvasive

- 4,5mm tip length for pinpoint coagulation
- Non-stick tips made of solid silver alloy
- Measuring/depth markings
- Essential in keyhole procedures

PINZE BIPOLARI NON-STICK DRITTE CON PUNTE CORTE NON-STICK STRAIGHT BIPOLAR FORCEPS WITH SHORT TIPS

L [mm]	T [mm]	Codice Code
165	0,60	2606014
165	1,00	2606015
180	0,60	2606019
180	1,00	2606020
200	0,60	2606024
200	1,00	2606025

Silver Slim



I connettori per le pinze sono di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506012A-2506018)

The connectors for these forceps are 2pin American type
(See ref. codes 2506012A-2506018)

Punte lunghe 4,5mm – 4,5mm tip length

- L [mm] lunghezza pinza - forceps length
- T [mm] spessore della punta - tip's width
- l [mm] lunghezza di lavoro - working length

MICRO
eVO

PINZE BIPOLARI NON-STICK A BAIONETTA ANGOLATE UP NON-STICK ANGLED UP BAYONET BIPOLAR FORCEPS				
L [mm]	T [mm]	l [mm]	α [°]	Codice Code
165	0,25	70	0°	2606326
165	0,60	70	0°	2606327
165	0,60	70	30°	2606322
180	0,25	85	0°	2606328
180	0,25	85	15°	2606333
180	0,25	85	30°	2606338
180	0,25	85	45°	2606343
180	0,60	85	0°	2606329
180	0,60	85	15°	2606334
180	0,60	85	30°	2606339
180	0,60	85	45°	2606344
200	0,25	105	0°	2606330
200	0,25	105	15°	2606335
200	0,25	105	30°	2606340
200	0,25	105	45	2606321
200	0,60	105	0°	2606331
200	0,60	105	30°	2606341
200	0,60	105	45°	2606345

- Punta lunghe 2mm per una estrema precisione
- Punta non-stick interamente in lega d'argento
- Marcature di profondità
- Ottime per procedure mininvasive

I connettori per le pinze sono di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506012A-2506018)

The connectors for these forceps are 2pin American type
(See ref. codes 2506012A-2506018)

- 2mm tip length for an extreme precision
- Non-stick tips made of solid silver alloy
- Measuring/depth markings
- Essential in keyhole procedures

L [mm] lunghezza pinza - forceps length

T [mm] spessore della punta - tip's width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length

Leonardo



- Punta lunghe 8,5mm per una coagulazione estesa
- Punta non-stick
- Punta interamente in lega d'argento
- 8,5mm tip length for wider coagulation
- Non-stick tips
- Strong frames with solid silver alloy tips

PINZE BIPOLARI NON-STICK A BAIONETTA NON-STICK BAYONET BIPOLAR FORCEPS			
L [mm]	T [mm]	l [mm]	Codice Code
165	0,25	70	2606272
165	0,40	70	2606273
165	1,00	70	2606275
180	0,25	85	2606277
180	0,40	85	2606278
180	1,00	85	2606280
200	0,25	105	2606282
200	0,40	105	2606283
200	1,00	105	2606285
220	0,25	125	2606287
220	0,40	125	2606288
220	1,00	125	2606290

I connettori per le pinze sono di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506012A-2506018)

The connectors for these forceps are 2pin American type
(See ref. codes 2506012A-2506018)

L [mm] lunghezza pinza - forceps length

T [mm] spessore della punta - tip's width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length

PINZE BIPOLARI NON-STICK DRITTE CON PUNTE LUNGHE NON-STICK STRAIGHT BIPOLAR FORCEPS WITH LONG TIPS		
L [mm]	T [mm]	Codice Code
165	0,60	2606013
180	1,00	2606018

Leonardo



I connettori per le pinze sono di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506012A-2506018)

The connectors for these forceps are 2pin American type
(See ref. codes 2506012A-2506018)

Punte lunghe 8,5mm – 8,5mm tip length

L [mm] lunghezza pinza - forceps length

T [mm] spessore della punta - tip's width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length

PINZE BIPOLARI NON-STICK SPECIALI NON-STICK BIPOLAR FORCEPS “GRAFT MASTER”			
L [mm]	T [mm]	Lp [mm]	Codice Code
130	0,20	2,0	2606040
165	0,25	3,0	2606041



I connettori per le pinze sono di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506012A-2506018)

The connectors for these forceps are 2pin American type
(See ref. codes 2506012A-2506018)

L [mm] lunghezza pinza - forceps length
T [mm] spessore della punta - tip's width
Lp [mm] lunghezza punta - tip's length



PINZE BIPOLARI NON-STICK ADSON ADSON NON-STICK BIPOLAR FORCEPS		
L [mm]	T [mm]	Codice Code
130	0,25	2606037
130	1,50	2606038

I connettori per le pinze sono di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506012A-2506018)

The connectors for these forceps are 2pin American type
(See ref. codes 2506012A-2506018)

Punte lunghe 8,5mm – 8,5mm tip length

L [mm] lunghezza pinza - forceps length
T [mm] spessore della punta - tip's width





REUSABLE

PINZE BIPOLARI DRITTE - STRAIGHT BIPOLAR FORCEPS		
L [mm]	T [mm]	Codice Code
110	0,3	2606006
110	0,6	2606005
150	0,3	2606002
150	1,0	2606001
150	2,0	2606009
200	0,3	2606007
200	1,0	2606003
200	2,0	2606008
220	1,0	2606004



REUSABLE

PINZE BIPOLARI ANGOLATE 45° 45° ANGLED BIPOLAR FORCEPS		
L [mm]	T [mm]	Codice Code
110	0,3	2606107
110	0,6	2606106
150	0,3	2606102
150	1,0	2606101
150	2,0	2606103
200	1,0	2606104
220	1,0	2606105



REUSABLE

PINZE BIPOLARI A BAIONETTA BAYONET BIPOLAR FORCEPS			
L [mm]	T [mm]	l [mm]	Codice Code
160	1,0	70	2606201
180	0,6	85	2606202
180	2,0	85	2606203
200	0,3	105	2606205
200	1,0	105	2606204
220	0,3	125	2606207
220	1,0	125	2606206

Il connettore per queste pinze è di tipo Europeo
(Vedi codici 2506015A-2506024)

The connectors for these forceps are European type
(See ref. code 2506015A-2506024)

Punte lunghe 8,5mm – 8,5mm tip length

L [mm] lunghezza pinza - forceps length

T [mm] spessore della punta - tip width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length

FORBICI BIPOLARI - BIPOLAR SCISSORS

L [mm]	l [mm]	Tipo Type	Codice Code
130	25	stretta / narrow	2613009
175	25	stretta / narrow	2613010
180	27	larga / large	2613001
210	27	larga / large	2613002
230	34	larga / large	2613003

I connettori adatti sono rotondi bipolari
(Vedi codice 2506007A-2506019)

L [mm] lunghezza forbice - scissors length

The connectors suitable are the bipolar
round (See ref. code 2506007A-2506019)

l [mm] lunghezza punta - tips length



REUSABLE

PINZE BIPOLARI MONOUSO NON-STICK A BAIONETTA CON PUNTA CORTA
SINGLE-USE NON-STICK BAYONET BIPOLAR FORCEPS WITH SHORT TIPS

L [mm]	T [mm]	l [mm]	Codice senza cavo Code without cable	Codice con cavo Code with cable
165	0,25	70	2606516	2601043
165	0,50	70	2606517	2601044
165	1,00	70	2606518	2601045
165	1,50	70	2606519	2601046
180	0,25	85	2606501	2601029
180	0,50	85	2606502	2601030
180	1,00	85	2606503	2601031
180	1,50	85	2606504	2601032
200	0,25	105	2606506	2601034
200	0,50	105	2606507	2601035
200	1,00	105	2606508	2601036
200	1,50	105	2606509	2601037
220	0,25	125	2606511	2601039
220	0,50	125	2606512	2601040
220	1,00	125	2606513	2601041
220	1,50	125	2606514	2601042

I connettori per le pinze senza cavo è di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506012A-2506018-2506017A-2506017E)

The connectors for the forceps without cable are 2pin American type
(See ref. codes 2506012A-2506018-2506017A-2506017E)

Punte lunghe 4,5mm – 4,5mm tip length

L [mm] lunghezza pinza - forceps length

T [mm] spessore della punta - tip's width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length



SINGLE-USE

PINZE BIPOLARI MONOUSO NON-STICK A BAIONETTA CON PUNTA LUNGA
SINGLE-USE NON-STICK BAYONET BIPOLAR FORCEPS WITH LONG TIPS

L [mm]	T [mm]	l [mm]	Codice con cavo Code with cable
180	1,00	85	2613004
200	1,00	105	2613005

Queste pinze sono fornite solamente in versione con cavo e attacco
SMART.

These forceps are supplied only in the version with cable and SMART
connection.

Punte lunghe 8,5mm – 8,5mm tip length

L [mm] lunghezza pinza - forceps length

T [mm] spessore della punta - tip's width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length



SINGLE-USE

ELETTRODI A BAIONETTA – BAYONET ELECTRODES



Codice Code	Ø [mm]	L [mm]	Lf [mm]	Descrizione Description
2602036	0,70	150	38	Elettrodo per Turbinati <i>Electrode for Turbinates</i>
2602038	0,70	150	10	Elettrodo per Palatoplastica <i>Electrode for Palatoplasty</i>



I connettori per le pinze senza cavo è di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506012A-2506018-2506017A-2506017E)

*The connectors for the forceps without cable are 2pin American type
(See ref. codes 2506012A-2506018-2506017A-2506017E)*

L [mm] lunghezza pinza - *forceps length*

T [mm] spessore della punta - *tip's width*

l [mm] lunghezza di lavoro - *working length*

CONNETTORI BIPOLARI AMERICANO 2PIN ANGOLATO 45°
45° ANGLED 2PIN AMERICAN BIPOLAR CONNECTORS

Connettore pannello frontale <i>Front panel connector</i>	Lunghezza cavo <i>Cable's length</i>	Codice <i>Code</i>
 ODU 4pin per modelli standard - <i>for STANDARD models</i> MC - MCNplus - LXplus	5 m	2506012A
 ODU 5pin per modelli SMART - <i>for SMART models</i>	5 m	2506018



REUSABLE

CONNETTORI BIPOLARI AMERICANO 2PIN DRITTO
STRAIGHT 2PIN AMERICAN BIPOLAR CONNECTORS

Connettore pannello frontale <i>Front panel connector</i>	Lunghezza cavo <i>Cable's length</i>	Codice <i>Code</i>
 ODU 4pin per modelli standard - <i>for STANDARD models</i> MC - MCNplus - LXplus	5 m	2506026A
 ODU 5pin per modelli SMART - <i>for SMART models</i>	5 m	2506026



REUSABLE

CONNETTORE BIPOLARE EUROPEO
EUROPEAN BIPOLAR CONNECTOR

Connettore pannello frontale <i>Front panel connector</i>	Lunghezza cavo <i>Cable's length</i>	Codice <i>Code</i>
 ODU 4pin per modelli standard - <i>for STANDARD models</i> MC - MCNplus - LXplus	5 m	2506015A
 ODU 5pin per modelli SMART - <i>for SMART models</i>	5 m	2506024



REUSABLE

CONNETTORE BIPOLARE PER FORBICE
BIPOLAR CONNECTOR FOR SCISSORS

Connettore pannello frontale <i>Front panel connector</i>	Lunghezza cavo <i>Cable's length</i>	Codice <i>Code</i>
 ODU 4pin per modelli standard - <i>for STANDARD models</i> MC - MCNplus - LXplus	3 m	2506007A
 ODU 5pin per modelli SMART - <i>for SMART models</i>	3 m	2506019



REUSABLE

CONNETTORI BIPOLARI AMERICANO 2-PIN MONOUSO
SINGLE USE 2-PIN AMERICAN BIPOLAR CONNECTORS


Connettore pannello frontale <i>Front panel connector</i>	Lunghezza cavo <i>Cable's length</i>	Codice <i>Code</i>
 ODU 4pin per modelli standard - <i>for STANDARD models</i> MC - MCNplus - LXplus	3 m	2506017A
 ODU 5pin per modelli SMART - <i>for SMART models</i>	3 m	2506017E



SINGLE-USE


ELETTRODI AD AGO – NEEDLE ELECTRODES

Ø [mm]	L [mm]	Lf [mm]	Codice Code
0,17	25	8	2602002
0,17	80	10	2602029
0,17	180	10	2602030
0,30	25	10	2602004
0,80	25	8	2602048
0,80	20	20	2602003




ELETTRODI AD AGO ISOLATI INSULATED NEEDLE ELECTRODES

Colore Colour	Ø [mm]	L [mm]	Lf [mm]	Codice Code
verde green	0,20	25	10	2602008
bianco white	0,30	25	10	2602010



ELETTRODI AD AGO ANGOLATI ANGLED NEEDLE ELECTRODES


Ø [mm]	L [mm]	Lf [mm]	Codice Code
0,17	25	5	2602005
1,60	25	10	2602006




Ø [mm] diametro ago - wire diameter
L [mm] lunghezza parte isolata - insulated part length
Lf [mm] lunghezza ago - wire's length



ANSE TONDE ROUND LOOPS			
Ø [mm]	L [mm]	D [mm]	Codice Code
0,17	25	6	2603003
0,17	25	9	2603004
0,17	25	12	2603005
0,17	70	6	2603029
0,17	70	9	2603030
0,17	100	9	2603050
0,17	100	15	2603051
0,17	120	20	2603035




ANSE MEZZE TONDA HALF-ROUND LOOPS				
Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Codice Code
0,17	110	10	5	2603046
0,17	110	10	10	2603043
0,23	110	15	10	2603044
0,23	110	15	15	2603047
0,23	110	20	15	2603073
0,30	110	15	15	2603054
0,30	110	20	10	2603045
0,30	110	20	15	2603048
0,30	110	20	20	2603052




ANSE A DIAMANTE DIAMOND LOOPS			
Ø [mm]	L [mm]	DIM [mm]	Codice Code
0,17	25	3x6	2603015
0,17	25	5x9	2603016

Ø [mm] diametro filo - *wire diameter*
 L [mm] lunghezza parte isolata - *insulated part length*
 D [mm] diametro - *diameter*
 DIM [mm] dimensioni - *dimensions*
 B [mm] base dell'ansa - *loop's base*
 H [mm] altezza dell'ansa - *loop's height*

ANSE TRIANGOLARI TRIANGLE LOOPS			
Ø [mm]	L [mm]	DIM [mm]	Codice Code
0,17	25	6x6	2603012



ANSE RETTANGOLARI E QUADRATE SQUARE AND RECTANGULAR LOOPS			
Ø [mm]	L [mm]	DIM [mm]	Codice Code
0,17	100	8x8	2603009



ANSE A VELA DRITTA PER CONIZZAZIONI STRAIGHT LOOP ELECTRODES FOR CONIZATIONS				
Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Codice Code
0,30	110	8	15	2603027
0,30	110	12	15	2603028



ANSE A VELA TONDA PER CONIZZAZIONI ROUND LOOP ELECTRODES FOR CONIZATIONS				
Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Codice Code
0,30	110	9	15	2603070
0,30	110	12	24	2603057



Ø [mm] diametro filo - wire diameter
 L [mm] lunghezza parte isolata - insulated pars length
 DIM [mm] dimensioni - dimensions
 B [mm] base dell'ansa - loop's base
 H [mm] altezza dell'ansa - loop's height



ELETTRODI A SFERA – BALL ELECTRODES		
Ø [mm]	L [mm]	Codice Code
2	25	2604002
2	56	2604003
2	70	2604014
2	100	2604004
2	120	2604015
3	70	2604017
3	120	2604018
4	70	2604019
4	120	2604020
5	25	2604001
5	70	2604013
5	120	2604009

Ø [mm] diametro sfera - ball diameter
L [mm] lunghezza parte isolata - insulated part length



ELETTRODI A LAMA – BLADE ELECTRODES		
DIM [mm]	L [mm]	Codice Code
2,4x24,5	23	2605013

DIM [mm] dimensione parte attiva - active part dimensions
L [mm] lunghezza parte isolata - insulated part length

ELETTRODI AD AGO – NEEDLE ELECTRODES

Ø [mm]	L [mm]	Lf [mm]	Codice Code
0,17	25	8	2602017
0,30	25	10	2602021
0,80	20	20	2602020
0,80	50	20	2602023



ELETTRODI ANGOLATI - ANGLED ELECTRODES

Ø [mm]	L [mm]	Lf [mm]	Tipo Type	Codice Code
1,60	110	5	Sfera Ball	2604036



Ø [mm] diametro ago o sfera – needle\ball diameter
 L [mm] lunghezza parte isolata - insulated part length
 Lf [mm] lunghezza parte attiva – active part length



ANSE TONDE ROUND LOOPS			
Ø [mm]	L [mm]	D [mm]	Codice Code
0,17	25	6	2603024
0,17	25	9	2603021
0,17	25	12	2603025



ANSE MEZZA TONDE HALF ROUND LOOPS				
Ø [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Codice Code
0,23	110	15	10	2603064
0,23	110	15	15	2603067

Ø [mm] diametro filo - wire diameter
L [mm] lunghezza parte isolata - insulated part length
B [mm] base dell'ansa - loop's base
H [mm] altezza dell'ansa - loop's height



ELETTRODI A SFERA – BALL ELECTRODES		
Ø [mm]	L [mm]	Codice Code
2	25	2604010
2	56	2604025
3	120	2604023
4	56	2604026
4	120	2604024
5	25	2604011

Ø [mm] diametro sfera - ball diameter
L [mm] lunghezza parte isolata - insulated part length

ELETTRODI A LAMA – BLADES ELECTRODES

Tipo - Type	DIM [mm]	L [mm]	Codice Code
Normale - Normal	2,4x24,5	23	2605016
Affilata - Sharp	2,5x15	25	2605019



ELETTRODI A LAMA NON-STICK NON-STICK BLADES ELECTRODES

L [mm]	Codice Code
35	2605011



ELETTRODI HOOK – HOOK ELECTRODES

Lf [mm]	L [mm]	Codice Code
10x6x3	25	2602044



ELETTRODI GLADIO PER MICROCHIRURGIA ELECTRODES FOR GLADIO MICROSURGERY

Tipo - Type	DIM [mm]	L [mm]	Codice Code
Ago - Needle	Ø = 0,80 Lf = 4	25	2602054
Ago - Needle	Ø = 0,80 Lf = 4	50	2602055
Ago - Needle	Ø = 0,80 Lf = 4	100	2602056
Filo - Wire	Ø = 0,18 Lf = 4	25	2602057
Filo - Wire	Ø = 0,18 Lf = 4	50	2602058
Filo - Wire	Ø = 0,18 Lf = 4	100	2602059
Ansa - Loop	Ø = 2,5	25	2603083
Ansa - Loop	Ø = 2,5	50	2603084
Ansa - Loop	Ø = 2,5	100	2603085
Lama - Blade	2,5x4	40	2605018
Lama - Blade	2,5x4	50	2605021
Lama - Blade	2,5x4	100	2605022



DIM [mm] dimensione parte attiva – active part dimensions
 Ø [mm] diametro filo - wire diameter
 L [mm] lunghezza parte isolata - insulated part length
 Lf [mm] lunghezza parte attiva – active part' length

SET DI ELETTRODI STANDARD – STANDARD ELECTRODE SET

Codice Code						
2601001						
						
	1x 2602002	1x 2602003	1x 2602006	1x 2603004	1x 2604002	1x 2605013
Dimensioni Dimensions [mm]	Ø=0,17 Lf=8 L=25	Ø=0,80 Lf=20 L=20	Ø=1,60 Lf=10 L=25	Ø=0,17 D=9 L=25	Ø=2,00 L=25	DIM=2,4x24,5 L=23

SET DI ELETTRODI PER NEUROCHIRURGIA - ELECTRODE SET FOR NEUROSURGERY

Codice Code						
2601007						
						
	1x 2602002	1x 2602003	1x 2602005	1x 2603003	1x 2604004	1x 2605013
Dimensioni Dimensions [mm]	Ø=0,17 Lf=8 L=25	Ø=0,80 Lf=20 L=20	Ø=0,17 Lf=5 L=25	Ø=0,17 D=6 L=25	Ø=2,00 L=100	DIM=2,4x24,5 L=23

SET DI ELETTRODI MONOUSO PER MCNplus – SINGLE-USE ELECTRODE SET FOR MCNplus

Codice Code				
2601024				
				
	2x 2602044	2x 2602017	2x 2602021	2x 2602020
Dimensioni Dimensions [mm]	Lf = 10x6x3 L=25	Ø=0,17 Lf=8 L=25	Ø=0,30 Lf=10 L=25	Ø=0,80 Lf=20 L=20


Per maggiori informazioni riferirsi alla descrizione del singolo elettrodo nelle rispettive sezioni
For further information please make reference to the electrode on the relative section

MANIPOLI PLURIUSO – REUSABLE HANDPIECES



Codice Code	Descrizione Description	Lunghezza cavo Cable's length
2502001	Manipolo a pedale – Footswitch handle	3 m
2502013	Manipolo a dito – Fingerswitch handle	5 m

MANIPOLI MONOUSO – SINGLE-USE HANDPIECES



Codice Code	Descrizione Description	Lunghezza cavo Cable's length
2502006	Manipolo a dito – Fingerswitch handle	3 m
2502016	Manipolo a dito con lama Ø 1.6mm Fingerswitch handle with blade Ø 1.6mm	3 m

PIASTRA NEUTRA ISOLATA PLURIUSO – REUSABLE INSULATED NEUTRAL PLATE

REUSABLE



Connettore pannello frontale Front panel connector	Lunghezza cavo Cable's length	Dimensioni Dimensions	Codice Code
 ODU 2pin: per modello - for model LXplus	3 m	140x180 mm	2503001A

SINGLE-USE



PIASTRE NEUTRE ISOLATE MONOUSO SINGLE-USE INSULATED NEUTRAL PLATES				
Descrizione Description	Dimensioni Dimensions	Quantità Quantity	Tipo Type	Codice Code
NEONATALE - NEONATAL 0 ÷ 7kg	70x90 mm			2503014
PEDIATRICA - PAEDIATRICALS 7 ÷ 30kg	120x110 mm			2503004
ADULTI – ADULTS > 30kg	120x195 mm			2503003



REUSABLE

ADATTATORE PLURIUSO PER PIASTRE MONOUSO REUSABLE ADAPTER FOR SINGLE-USE PLATES		
Connettore pannello frontale Front panel connector	Lunghezza cavo Cable's length	Codice Code
 ODU 2pin: per modelli - for models MC - MCNplus - LXplus	4,5 m	2505006A

CARRELLI VESALIUS® – VESALIUS® TROLLEYS



	CARRELLO ELETTRIFICATO WIRED TROLLEY	CARRELLO NON ELETTRIFICATO UNWIRED TROLLEY
Dimensioni <i>Dimensions</i>	500x400x930 mm	500x400x930 mm
Lunghezza cavo <i>Cable's length</i>	5 m	NA
Codice <i>Code</i>	2507002	2507003

Carrello disponibile anche in versione con 4 prese e/o con asta portaflebo/liquidi con altezza regolabile.

Trolley also available with 4 sockets and/or with rod for liquids with adjustable height.

	CARRELLO CON CASSETTI NON ELETTRIFICATO UNWIRED TROLLEY WITH DRAWERS
Dimensioni <i>Dimensions</i>	490x345x758 mm
Codice <i>Code</i>	2507004

Carrello compatibile con modelli Vesalius LXplus, modelli SMART e per aspiratore Smoke Buster.

Cart compatible with Vesalius LXplus, SMART models and for Smoke Buster.

PEDALE ELETTRICO SINGOLO SINGLE ELECTRIC PEDAL		PEDALE ELETTRICO DOPPIO ANTISCIVOLO NON-SKID DOUBLE ELECTRIC PEDAL	
			
Lunghezza cavo Cable's length	Codice Code	Lunghezza cavo Cable's length	Codice Code
4 m	2504011	4 m	2504010



PEDALE ELETTRICO DOPPIO CON BALL PREMIUM DOUBLE ELECTRIC PEDAL WITH BALL PREMIUM	
	
Lunghezza cavo Cable's length	Codice Code
4 m	2504018

ASPIRATORE SMOKE BUSTER – SMOKE BUSTER EVACUATOR

Codice Code	2508006		
	ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD ACCESSORIES		
	Quantità Quantity	Codice Code	Descrizione Description
	1	*	cavo di alimentazione power cable
	1	2508008	filtro HEPA-carbon HEPA-carbon filter
	2	2508010	raccordo speculum speculum joint
	1	2508011	pedale pneumatico pneumatic pedal
	1	2508007	tubo di ricambio L=2,5 m spare pipe L=2,5 m
	2	2508009	filtro battericida ULPA ULPA bactericide filter
	1	2508012	asta flessibile L=90 cm flexible shaft L=90 cm

* a seconda del paese di destinazione / according to the country of destination

RICAMBI PER ASPIRATORE SMOKE BUSTER – SPARE PARTS FOR SMOKE BUSTER

Descrizione Description	tubo di ricambio spare pipe	filtro HEPA-carbon HEPA-carbon filter	filtro battericida ULPA ULPA bactericide filter	raccordo speculum speculum joint	pedale pneumatico pneumatic pedal
	 2,5m				 4m
Quantità Quantity	1	2	10	10	1
Codice Code	2508007	2508008	2508009	2508010	2504006
Condizioni Conditions	 		 	 	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

INDICE ANALITICO DEI CODICI – CODE REFERENCE INDEX

2501002.....	4	2602023.....	22	2605013.....	21
2501023.....	5	2602029.....	18	2605016.....	24
2501026.....	6	2602030.....	18	2605018.....	24
2501035.....	7	2602036.....	16	2605019.....	24
2501036.....	8	2602038.....	16	2605021.....	24
2502001.....	26	2602044.....	24	2605022.....	24
2502006.....	26	2602048.....	18	2606001.....	14
2502013.....	26	2602054.....	24	2606002.....	14
2502016.....	26	2602055.....	24	2606003.....	14
2503001A.....	27	2602056.....	24	2606004.....	14
2503003.....	27	2602057.....	24	2606005.....	14
2503004.....	27	2602058.....	24	2606006.....	14
2503014.....	27	2602059.....	24	2606007.....	14
2504010.....	29	2603003.....	19	2606008.....	14
2504011.....	29	2603004.....	19	2606009.....	14
2504018.....	29	2603005.....	19	2606013.....	12
2505006A.....	27	2603009.....	20	2606014.....	10
2506007A.....	17	2603012.....	20	2606015.....	10
2506012A.....	17	2603015.....	19	2606018.....	12
2506015A.....	17	2603016.....	19	2606019.....	10
2506017A.....	17	2603021.....	23	2606020.....	10
2506017E.....	17	2603024.....	23	2606024.....	10
2506018.....	17	2603025.....	23	2606025.....	10
2506019.....	17	2603027.....	20	2606037.....	13
2506024.....	17	2603028.....	20	2606038.....	13
2506026.....	17	2603029.....	19	2606040.....	13
2506026A.....	17	2603030.....	19	2606041.....	13
2507002.....	28	2603035.....	19	2606101.....	14
2507003.....	28	2603043.....	19	2606102.....	14
2507004.....	28	2603044.....	19	2606103.....	14
2508006.....	30	2603045.....	19	2606104.....	14
2508007.....	30	2603046.....	19	2606105.....	14
2508008.....	30	2603047.....	19	2606106.....	14
2508009.....	30	2603048.....	19	2606107.....	14
2508010.....	30	2603050.....	19	2606201.....	14
2508011.....	30	2603051.....	19	2606202.....	14
2508012.....	30	2603052.....	19	2606203.....	14
2601001.....	25	2603054.....	19	2606204.....	14
2601007.....	25	2603057.....	20	2606205.....	14
2601024.....	25	2603064.....	23	2606206.....	14
2601029.....	15	2603067.....	23	2606207.....	14
2601030.....	15	2603070.....	20	2606272.....	12
2601031.....	15	2603073.....	19	2606273.....	12
2601032.....	15	2603083.....	24	2606275.....	12
2601034.....	15	2603084.....	24	2606277.....	12
2601035.....	15	2603085.....	24	2606278.....	12
2601036.....	15	2604001.....	21	2606280.....	12
2601037.....	15	2604002.....	21	2606282.....	12
2601039.....	15	2604003.....	21	2606283.....	12
2601040.....	15	2604004.....	21	2606285.....	12
2601041.....	15	2604009.....	21	2606287.....	12
2601042.....	15	2604010.....	23	2606288.....	12
2601043.....	15	2604011.....	23	2606290.....	12
2601044.....	15	2604013.....	21	2606321.....	11
2601045.....	15	2604014.....	21	2606322.....	11
2601046.....	15	2604015.....	21	2606326.....	11
2602002.....	18	2604017.....	21	2606327.....	11
2602003.....	18	2604018.....	21	2606328.....	11
2602004.....	18	2604019.....	21	2606329.....	11
2602005.....	18	2604020.....	21	2606330.....	11
2602006.....	18	2604023.....	23	2606331.....	11
2602008.....	18	2604024.....	23	2606333.....	11
2602010.....	18	2604025.....	23	2606334.....	11
2602017.....	22	2604026.....	23	2606335.....	11
2602020.....	22	2604036.....	22	2606338.....	11
2602021.....	22	2605011.....	24	2606339.....	11

2606340.....	11	2606416.....	10	2606519.....	15
2606341.....	11	2606501.....	15	2613001.....	15
2606343.....	11	2606502.....	15	2613002.....	15
2606344.....	11	2606503.....	15	2613003.....	15
2606345.....	11	2606504.....	15	2613004.....	15
2606401.....	10	2606506.....	15	2613005.....	15
2606402.....	10	2606507.....	15	2613009.....	15
2606404.....	10	2606508.....	15	2613010.....	15
2606405.....	10	2606509.....	15	2617001.....	9
2606406.....	10	2606511.....	15	2617002.....	9
2606408.....	10	2606512.....	15	2617003.....	9
2606409.....	10	2606513.....	15	2617005.....	9
2606410.....	10	2606514.....	15	2617006.....	9
2606412.....	10	2606516.....	15	2617007.....	9
2606413.....	10	2606517.....	15	2617008.....	9
2606414.....	10	2606518.....	15	2617010.....	9

N.B. Le foto sono indicative solo a scopo dimostrativo
N.B. Photos are indicative only for demonstration purposes



Tutti gli accessori mostrati nel catalogo sono marcati CE in conformità alla direttiva europea 93/42/CEE e s.m.i. e al regolamento UE 2017/745
All accessories showed in this catalogue are CE marked according to European Directive 93/42/CEE i.a. and to UE Regulation 2017/745



Tutti gli accessori mostrati nel catalogo che possono venire a contatto con il paziente o l'operatore sono latex-safe
All accessories showed in this catalogue that may become in contact with the patient or operator are latex-safe



TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL

Società a socio unico

Via Leonardo Da Vinci, 13

36066 Sandrigo (VI) ITALY

www.teleamedical.com – info@teleamedical.com